

*Well
Store*®



Estetico & Benessere

CE

HSD

ITA - ENG - FRA - SPA - DEU

ITALIANO	Programmi per l'uso estetico & benessere	PAGE 3-5
ENGLISH	Programs for Aesthetic & Wellness use	PAGE 8-10
FRANÇAIS	Programmes à usage esthétique & bien-être	PAGE 11-14
ESPAÑOL	Programas de uso estético & bienestar	PAGE 15-18
DEUTSCH	Programme für Beauty & Wellness	PAGE 19-22

----- ITALIANO -----



Programmi Estetici-Benessere

Informazioni

Nei programmi in cui la zona del corpo da trattare lo permette si può sostituire l'uso del manipolo ad ultrasuoni con i diffusori a doppia testina.

PROGRAMMI

Note applicative per utilizzare correttamente l'apparecchio, sapendo quale programma scegliere e l'azione che esso svolge, combattendo così il proprio inestetismo il più efficacemente possibile.

Urto

AZIONE L'irradiazione ultrasonora in questa azione determina un massaggio di notevole intensità, che per mezzo delle oscillazioni penetra più in profondità nell'epidermide.

QUANDO Va utilizzato in tutti quegli stadi avanzati di cellulite localizzata, specialmente nel caso di cellulite molle o flaccida.

Modellante

AZIONE Questa terapia viene utilizzata ampiamente nei casi di lipodistrofie localizzate rompendo il tessuto fibronico presente che ostacola la circolazione sia ematica che linfatica.

QUANDO Beneficiando della sua caratteristica nel modellare e stimolare è particolarmente indicato nel caso di cellulite dura o solida.

Mantenimento

AZIONE Il suo effetto di stimolazione sulla circolazione sanguigna distrettuale, migliora il trofismo cutaneo e l'ossigenazione cellulare, liberando i liquidi in eccesso e le tossine dal connettivo sottocutaneo.

QUANDO È indicato come mantenimento del ciclo di sedute svolte, per non perdere i risultati raggiunti.

Esfoliante per il viso

AZIONE Riattiva la circolazione e favorisce il ricambio cellulare: la pelle viene purificata in profondità e preparata ad assorbire meglio i principi attivi di creme idratanti e antirughe. L'azione esfoliante ha effetti benefici anche sui punti neri che con le onde ultrasoniche si riducono o addirittura scompaiono. Il trattamento va eseguito una volta al giorno.

Massaggio per il viso

AZIONE Incrementa l'elasticità e il tono dei tessuti riducendo la possibile formazione di cicatrici post acne e aumenta l'effetto di prodotti anti acne. Il trattamento va eseguito una volta al giorno.

Levigante per il viso

AZIONE Leviga e distende le rughe (di espressione) e se usato in maniera preventiva può ritardare l'invecchiamento della pelle o impedire che si aggravino. L'ultrasuono grazie ai suoi effetti termici, riscalda i tessuti e favorisce processi biochimici e metabolici. Il trattamento va eseguito una volta al giorno.

Levigante

AZIONE Richiama il plasma pulito in tutto lo spessore del derma e ridona la giusta dimensione fisiologica al connettivo cutaneo, migliorando sia l'elasticità che l'irregolarità superficiale della epidermide.

QUANDO È indicato in tutti quegli inestetismi cellulitici, nei quali la superficie cutanea presenta delle irregolarità, come la classica "Pelle a buccia d'arancia" e "Pelle Ruvida".

Drenante

AZIONE La sua azione benefica facilita il drenaggio dei connettori linfatici e delle rispettive stazioni ghiandolari annesse, facilitando il riassorbimento dei liquidi.

QUANDO Beneficiando della sua azione drenante, è consigliato nel caso di cellulite edematosa, essendo i liquidi la principale causa, anch'esso consigliato contro la Pelle a buccia d'arancia.

Riattivante

AZIONE Stimola e riattiva la circolazione sanguigna e linfatica per un miglioramento cutaneo, riattivando il metabolismo cellulare, favorendo lo scambio di liquidi tra le cellule.

QUANDO È indicato soprattutto negli stadi iniziali della cellulite, in quanto stimola e riattiva il metabolismo assopitosi.

Veicolante

AZIONE Favorisce la penetrazione di creme, gel o altri prodotti nel tessuto biologico, favorendone l'assorbimento e quindi il loro effetto, indicato anche per trattamenti depilatori.

PROGRAMMA

ESTERNO BRACCIA

AZIONE

URTO	01
MODELLANTE	02



PROGRAMMA

INTERNO BRACCIA

AZIONE

URTO	03
MODELLANTE	04



PROGRAMMA

FIANCHI E SCHIENA

AZIONE

URTO	05
MODELLANTE	06



PROGRAMMA


ADDOME

AZIONE


URTO	07
MODELLANTE	08



PROGRAMMA		
CULOTTES CHEVAL		
AZIONE		
URTO	09	
MODELLANTE	10	



PROGRAMMA		
GLUTEI		
AZIONE		
URTO	11	
MODELLANTE	12	



PROGRAMMA		
ESTERNO COSCE		
AZIONE		
URTO	13	
MODELLANTE	14	



PROGRAMMA		
INTERNO COSCE		
AZIONE		
URTO	15	
MODELLANTE	16	



PROGRAMMA		
GINOCCHIA		
AZIONE		
URTO	17	
MODELLANTE	18	



PROGRAMMA		
INTERNO GINOCCHIA		
AZIONE		
URTO	19	
MODELLANTE	20	



PROGRAMMA		
POLPACCI		
AZIONE		
URTO	21	
MODELLANTE	22	



PROGRAMMA		
BUCCIA D'ARANCIA		
AZIONE		
DRENANTE	23	
LEVIGANTE	24	



PROGRAMMA		
PELLE RUVIDA		
AZIONE		
RIATTIVANTE	25	
LEVIGANTE	26	



PROGRAMMA		
UOMO		
AZIONE		
URTO	27	
MODELLANTE	28	
MANTENIMENTO	29	



PROGRAMMA		
VEICOLANTE		
AZIONE		
ALTO	30	
MEDIO	31	
BASSO	32	



PROGRAMMA		
VISO		
AZIONE		
ESFOLIANTE	33	
MASSAGGIO	34	
LEVIGANTE	35	



PROGRAMMA		
CUOIO CAPELLUTO		
AZIONE		
STIMOLANTE	36	
PULIZIA	37	
ATTIVANTE	38	



PROGRAMMA		
IMMERSIONE		
AZIONE		
1 MHz	39	
3 MHz	40	



PROGRAMMA

AZIONE ANTI-AGE

AZIONE

ANTI-AGE 41



PROGRAMMA

TRATTAMENTO VENE VARICOSE

AZIONE

VENE VARICOSE 47



PROGRAMMA

MACCHIE DELLA PELLE

AZIONE

MACCHIE DELLA PELLE 42



PROGRAMMA

ACNE E BRUFOLI

AZIONE

ACNE E BRUFOLI 48



PROGRAMMA

RIGENERAZIONE TESSUTI CUTANEI

AZIONE

RIGENER. TESSUTI CUTANEI 43



PROGRAMMA

CELLULITE ADDOME

AZIONE

CELLULITE ADDOME 49



PROGRAMMA

TRATTAMENTO ANTIRUGHE

AZIONE

ANTIRUGHE 44




PROGRAMMA

CELLULITE ARTI INFERIORI

AZIONE

CELLULITE ARTI INF. 50



PROGRAMMA

TRATTAMENTO COUPEROSE

AZIONE

COUPEROSE 45



PROGRAMMA

CELLULITE ARTI SUPERIORI

AZIONE

CELL. ARTI SUPERIORI 51



PROGRAMMA

TRATTAMENTO SMAGLIATURE

AZIONE

SMAGLIATURE 46




PROGRAMMA

CELLULITE GLUTEI

AZIONE

CELLULITE GLUTEI 52

**V-SONO PLUS**

Programma della durata di 12 minuti da utilizzare per verificare il corretto funzionamento del manipolo di trattamento

PROGRAMMA 98



----- ENGLISH -----



Programs for Aesthetic-Wellness use

Information

In programs where the area of the body to be treated allows it, the use of the ultrasonic handpiece can be replaced with double-head diffusers.

PROGRAMS

Application notes to use the device correctly, knowing which program to choose and the action it performs, thus fighting your imperfection as effectively as possible.

Bump

ACTION The ultrasound irradiation in this action causes a massage of considerable intensity, which by means of the oscillations penetrates deeper into the epidermis.

WHEN It should be used in all those advanced stages of localized cellulite, especially in the case of soft or flaccid cellulite.

Modeling

ACTION This therapy is widely used in cases of localized lipodi-strophy by breaking the fibronic tissue present which hinders both blood and lymphatic circulation.

WHEN Benefiting from its characteristic in shaping and stimulating it is particularly indicated in the case of hard or solid cellulite.

Maintenance

ACTION Its stimulating effect on local blood circulation improves skin trophism and cellular oxygenation, releasing excess fluids and toxins from the subcutaneous connective tissue.

WHEN It is indicated as maintaining the cycle of sessions carried out, in order not to lose the results achieved.

Facial scrub

ACTION It reactivates the circulation and promotes cell turnover: the skin is purified in depth and prepared to better absorb the active ingredients of moisturizing and anti-wrinkle creams. The exfoliating action also has beneficial effects on blackheads which are reduced or even disappear with ultrasonic waves. The treatment should be performed once a day.

Face massage

ACTION It increases the elasticity and tone of the tissues by reducing the possible formation of post-acne scars and increases the effect of anti-acne products. The treatment should be performed once a day.

Smoothing for the face

ACTION It smoothes and relaxes (expression) wrinkles and if used preventively it can delay skin aging or prevent it from worsening. Thanks to its thermal effects, ultrasound heats the tissues and promotes biochemical and metabolic processes. The treatment should be performed once a day.

Smoothing

ACTION It recalls the clean plasma throughout the thickness of the dermis and restores the right physiological dimension to the skin connective tissue, improving both the elasticity and the superficial irregularity of the epidermis.

WHEN It is indicated in all those cellulite blemishes, in which the skin surface has irregularities, such as the classic "Orange peel skin" and "Rough Skin".

Draining

ACTION Its beneficial action facilitates the drainage of the lymphatic connectors and of the respective attached glandular stations, facilitating the reabsorption of liquids.

WHEN Benefiting from its draining action, it is recommended in the case of edematous cellulitis, as liquids are the main cause, also recommended against orange peel skin.

Reactivating

ACTION Stimulates and reactivates blood and lymphatic circulation for skin improvement, reactivating cell metabolism, favoring the exchange of liquids between cells.

WHEN It is especially indicated in the initial stages of cellulite, as it stimulates and reactivates the dormant metabolism.

Carrier

ACTION It favors the penetration of creams, gels or other products into the biological tissue, favoring their absorption and therefore their effect, also indicated for depilatory treatments.

PROGRAM

OUTER ARMS

ACTION

SHOCK	01
MODELING	02



PROGRAM

INNER ARMS

ACTION

SHOCK	03
MODELING	04



PROGRAM

HIPS AND BACK

ACTION

SHOCK	05
MODELING	06



PROGRAM


ABDOMIN. AREA

ACTION


SHOCK	07
MODELING	08



PROGRAM	
CULOTT. CHEVAL	
ACTION	
SHOCK	09
MODELING	10



PROGRAM	
GLUTEUS MUSCLE	
ACTION	
SHOCK	11
MODELING	12



PROGRAM	
OUTER THIGHS	
ACTION	
SHOCK	13
MODELING	14



PROGRAM	
INNER THIGHS	
ACTION	
SHOCK	15
MODELING	16



PROGRAM	
KNEES	
ACTION	
SHOCK	17
MODELING	18



PROGRAM	
INNER KNEE	
ACTION	
SHOCK	19
MODELING	20



PROGRAM	
CALVES	
ACTION	
SHOCK	21
MODELING	22




PROGRAM	
CELLULITE	
ACTION	
DRAINING	23
SMOOTHING	24



PROGRAM	
ROUGH SKIN	
ACTION	
REACTIVATING	25
SMOOTHING	26



PROGRAM	
MAN	
ACTION	
SHOCK	27
MODELING	28
MAINTENANCE	29



PROGRAM	
VEHICULATING	
ACTION	
HIGH	30
MEDIUM	31
LOW	32



PROGRAM	
FACE	
ACTION	
EXFOLIATING	33
MASSAGE	34
LEVIGATING	35



PROGRAM	
SCALP	
ACTION	
STIMULATING	36
CLEANING	37
ACTIVATING	38



PROGRAM	
IMMERSION	
ACTION	
1 MHz	39
3 MHz	40



PROGRAM	
ANTI-AGE ACTION	
ACTION	
ANTI-AGE	41



PROGRAM	
VARICOSE VEINS TREATMENT	
ACTION	
VARICOSE VEINS	47



PROGRAM	
SKIN SPOTS	
ACTION	
SKIN SPOTS	42



PROGRAM	
ACNE AND SPOTS	
ACTION	
ACNE AND SPOTS	48



PROGRAM	
SKIN TISSUE REGENERATION	
ACTION	
SKIN TISSUE REGENERATION	43




PROGRAM	
CELLULITE ABDOMEN	
ACTION	
CELLULITE ABDOMEN	49



PROGRAM	
WRINKLE TREATMENT	
ACTION	
WRINKLE TREATMENT	44



PROGRAM	
CELLULITE LOWER LIMBS	
ACTION	
CELLULITE LOWER LIMBS	50



PROGRAM	
COUPEROSE TREATMENT	
ACTION	
COUPEROSE TREATMENT	45




PROGRAM	
CELLULITE UPPER LIMBS	
ACTION	
CELLULITE UPPER LIMBS	51



PROGRAM	
STRETCH MARKS TREATMENT	
ACTION	
STRE. MARKS TREATMENT	46



PROGRAM	
CELLULITE BUTTOCKS	
ACTION	
CELLULITE BUTTOCKS	52



PROBE TESTING

12 minute program to be used only and exclusively to check the correct functioning of the treatment handpiece

PROGRAM	98
---------	----



----- FRANÇAIS -----



Programmes à usage esthétique - bien-être

Informations

Dans les programmes où la zone du corps à traiter le permet, l'utilisation de la pièce à main à ultrasons peut être remplacée par des diffuseurs à double tête.

PROGRAMMES

Notes d'application pour utiliser correctement l'appareil, savoir quel programme choisir et l'action qu'il exécute, luttant ainsi le plus efficacement possible contre votre imperfection.

Cogner

ACTION L'irradiation par ultrasons dans cette action provoque un massage d'une intensité considérable qui, au moyen des oscillations, pénètre plus profondément dans l'épiderme.

LORSQUE Il doit être utilisé dans tous les stades avancés de la cellulite localisée, en particulier dans le cas de la cellulite molle ou flasque.

Modélisation

ACTION Cette thérapie est largement utilisée dans les cas de lipodistrophie localisée par rupture du tissu fibronique présent qui entrave à la fois la circulation sanguine et lymphatique.

LORSQUE Bénéficiant de ses propriétés galbantes et stimulantes, il est particulièrement indiqué en cas de cellulite dure ou solide.

Maintenance

ACTION Son effet stimulant sur la circulation sanguine locale améliore le trophisme cutané et l'oxygénation cellulaire, libérant l'excès de fluides et de toxines du tissu conjonctif sous-cutané.

LORSQUE Il est indiqué pour maintenir le cycle de séances effectuées, afin de ne pas perdre les résultats obtenus.

Gommage du visage

ACTION Il réactive la circulation et favorise le renouvellement cellulaire : la peau est purifiée en profondeur et préparée pour mieux absorber les actifs des crèmes hydratantes et anti-rides. L'action exfoliante a également des effets bénéfiques sur les points noirs qui s'atténuent voire disparaissent grâce aux ultrasons. Le traitement doit être effectué une fois par jour.

Massage du visage

ACTION Il augmente l'élasticité et la tonicité des tissus en réduisant la formation possible de cicatrices post-acnéiques et augmente l'effet des produits anti-acnéiques. Le traitement doit être effectué une fois par jour.

Lissage pour le visage

ACTION Il lisse et détend les rides (d'expression) et s'il est utilisé à titre préventif, il peut retarder le vieillissement cutané ou l'empêcher de s'aggraver. Grâce à leurs effets thermiques, les ultrasons chauffent les tissus et favorisent les processus biochimiques et métaboliques. Le traitement doit être effectué une fois par jour.

Lissage

ACTION Il rappelle le plasma propre dans toute l'épaisseur du derme et redonne la juste dimension physiologique au tissu conjonctif cutané, améliorant à la fois l'élasticité et l'irrégularité superficielle de l'épiderme.

LORSQUE Il est indiqué dans toutes les imperfections de la cellulite, dans lesquelles la surface de la peau présente des irrégularités, telles que les classiques "Peau d'orange" et "Peau rugueuse".

Évacuation

ACTION Son action bénéfique facilite le drainage des connecteurs lymphatiques et des stations glandulaires attachées respectives, facilitant la réabsorption des liquides.

LORSQUE Bénéficiant de son action drainante, il est recommandé en cas de cellulite œdémateuse, car les liquides en sont la cause principale, également recommandé contre la peau d'orange.

Réactivation

ACTION Stimule et réactive la circulation sanguine et lymphatique pour l'amélioration de la peau, réactive le métabolisme cellulaire, favorisant l'échange de liquides entre les cellules.

LORSQUE Il est particulièrement indiqué dans les stades initiaux de la cellulite, car il stimule et réactive le métabolisme somnolent.

Transporteur

ACTION Il favorise la pénétration des crèmes, gels ou autres produits dans le tissu biologique, favorisant leur absorption et donc leur effet, également indiqué pour les traitements dépilatoires.

PROGRAMME

EXTER. BRAS

ACTION

CHOC	01
MODELANTE	02



PROGRAMME

INTER. BRAS

ACTION

CHOC	03
MODELANTE	04



PROGRAMME

HANCHES-DOS

ACTION

CHOC	05
MODELANTE	06



PROGRAMME


ABDOMEN

ACTION


CHOC	07
MODELANTE	08



PROGRAMME	
CULOTT. CHEVAL	
ACTION	
CHOC	09
MODELANTE	10



PROGRAMME	
FESSES	
ACTION	
CHOC	11
MODELANTE	12



PROGRAMME	
EXTER. CUISSE	
ACTION	
CHOC	13
MODELANTE	14



PROGRAMME	
INTER. CUISSE	
ACTION	
CHOC	15
MODELANTE	16



PROGRAMME	
GENOUX	
ACTION	
CHOC	17
MODELANTE	18



PROGRAMME	
INTER. GENOUX	
ACTION	
CHOC	19
MODELANTE	20



PROGRAMME	
MOLLETS	
ACTION	
CHOC	21
MODELANTE	22



PROGRAMME	
PEAU D' ORANGE	
ACTION	
DRENANTE	23
LISSANTE	24



PROGRAMME	
PEAU RECHE	
ACTION	
REACTIVANTE	25
LISSANTE	26



PROGRAMME	
HOMME	
ACTION	
CHOC	27
MODELANTE	28
MAINTIEN	29



PROGRAMME	
VEHICULANT	
ACTION	
HAUT	30
MOYEN	31
BAS	32



PROGRAMME	
VISAGE	
ACTION	
EXFOLIANTE	33
MASSAGE	34
LISSANTE	35



PROGRAMME	
CUIR CHEVELU	
ACTION	
STIMULANTE	36
NETTOYAGE	37
ACTIVANTE	38



PROGRAMME	
IMMERS.	
ACTION	
1 MHz	39
3 MHz	40



PROGRAMME	
ACTION ANTI-ÂGE	
ACTION	
ACTION ANTI-ÂGE	41



PROGRAMME	
TRAITEMENT DES VARICES	
ACTION	
TRAITEMENT DES VARICES	47



PROGRAMME	
TACHES DE LA PEAU	
ACTION	
TACHES DE LA PEAU	42



PROGRAMME	
ACNE ET BOUTONS	
ACTION	
ACNE E BRUFOLI	48



PROGRAMME	
RÉGÉNÉRATION DES TISSUS CUTANÉS	
ACTION	
RÉGÉNÉN. DES TISS. CUTAN.	43




PROGRAMME	
CELLULITE ABDOMEN	
ACTION	
CELLULITE ABDOMEN	49



PROGRAMME	
TRAITEMENT ANTI-RIDES	
ACTION	
TRAITEMENT ANTI-RIDES	44



PROGRAMME	
CELLULITE MEMBRES INF.	
ACTION	
CELLULITE MEMBRES INF.	50



PROGRAMME	
TRAITEMENT COUPEROSE	
ACTION	
TRAITEMENT COUPEROSE	45




PROGRAMME	
CELLULITE MEMBRES SUP.	
ACTION	
CELLULITE MEMBRES SUP.	51



PROGRAMME	
TRAITEMENT DES VERGETURES	
ACTION	
TRAIT. DES VERGETURES	46



PROGRAMME	
CELLULITE REG. FESSIERE	
ACTION	
CELLULITE REG. FESSIERE	52



TEST MANCHE
 Programme de 12 minutes à utiliser uniquement et exclusivement pour vérifier le bon fonctionnement de la pièce à main de traitement

PROGRAMME	98
-----------	----

----- ESPAÑOL -----



Programas de uso estético - bienestar

Información

En programas donde la zona del cuerpo a tratar lo permita, el uso de la pieza de mano ultrasónica puede sustituirse por difusores de doble cabezal.

PROGRAMAS

Notas de aplicación para utilizar correctamente el dispositivo, sabiendo qué programa elegir y la acción que realiza, combatiendo así tu imperfección de la forma más eficaz posible.

Protuberancia

ACCIÓN La irradiación de ultrasonidos en esta acción provoca un masaje de considerable intensidad, que mediante las oscilaciones penetra más profundamente en la epidermis.

CUANDO Debe utilizarse en todas aquellas etapas avanzadas de celulitis localizada, especialmente en el caso de celulitis blanda o flácida.

Modelado

ACCIÓN Esta terapia es muy utilizada en casos de lipodi-trofia localizada al romper el tejido fibrónico presente que dificulta tanto la circulación sanguínea como linfática.

CUANDO Beneficiándose de su característica moldeadora y estimulante, está especialmente indicada en el caso de celulitis dura o sólida.

Mantenimiento

ACCIÓN Su efecto estimulante sobre la circulación sanguínea local mejora el trofismo cutáneo y la oxigenación celular, liberando el exceso de líquidos y toxinas del tejido conectivo subcutáneo.

CUANDO Está indicado como mantenimiento del ciclo de sesiones realizadas, con el fin de no perder los resultados conseguidos.

Exfoliante facial

ACCIÓN Reactiva la circulación y favorece el recambio celular: la piel se purifica en profundidad y se prepara para absorber mejor los principios activos de las cremas hidratantes y antiarrugas. La acción exfoliante también tiene efectos beneficiosos sobre los puntos negros que se reducen o incluso desaparecen con las ondas ultrasónicas. El tratamiento debe realizarse una vez al día.

Masaje facial

ACCIÓN Aumenta la elasticidad y el tono de los tejidos al reducir la posible formación de cicatrices post acné y aumenta el efecto de los productos anti-acné. El tratamiento debe realizarse una vez al día.

Suavizante para el rostro

ACCIÓN Suaviza y relaja (expresión) las arrugas y, si se usa de forma preventiva, puede retrasar el envejecimiento de la piel o evitar que empeore. Gracias a sus efectos térmicos, el ultrasonido calienta los tejidos y favorece los procesos bioquímicos y metabólicos. El tratamiento debe realizarse una vez al día.

Suavizado

ACCIÓN Recupera el plasma limpio en todo el espesor de la dermis y devuelve la dimensión fisiológica adecuada al tejido conectivo de la piel, mejorando tanto la elasticidad como la irregularidad superficial de la epidermis.

CUANDO Está indicado en todas aquellas imperfecciones de la celulitis, en las que la superficie cutánea presenta irregularidades, como las clásicas "Piel de naranja" y "Piel rugosa".

Drenaje

ACCIÓN Su acción beneficiosa facilita el drenaje de los conectores linfáticos y las respectivas estaciones glandulares adheridas, facilitando la reabsorción de líquidos.

CUANDO Beneficiándose de su acción drenante, se recomienda en el caso de celulitis edematosa, ya que los líquidos son la principal causa, recomendada también contra la piel de naranja.

Reactivando

ACCIÓN Estimula y reactiva la circulación sanguínea y linfática para la mejora de la piel, reactivando el metabolismo celular, favoreciendo el intercambio de líquidos entre las células.

CUANDO Está especialmente indicado en las etapas iniciales de la celulitis, ya que estimula y reactiva el metabolismo somnoliento.

Transportador

ACCIÓN Favorece la penetración de cremas, geles u otros productos en el tejido biológico, favoreciendo su absorción y por tanto su efecto, también indicado para tratamientos depilatorios.

PROGRAMA

EXTER. BRAZOS

ACCIÓN

CHOQUE	01
MODELADORA	02



PROGRAMA

INTER. BRAZOS

ACCIÓN

CHOQUE	03
MODELADORA	04



PROGRAMA

CADERAS-ESPAL

ACCIÓN

CHOQUE	05
MODELADORA	06



PROGRAMA


ABDOMEN

ACCIÓN

CHOQUE	07
MODELADORA	08




PROGRAMA	
CULOTT. CHEVAL	
ACCIÓN	
CHOQUE	09
MODELADORA	10



PROGRAMA	
PIEL NARANJA	
ACCIÓN	
DRENANTE	23
ALISADORA	24



PROGRAMA	
GLUTEOS	
ACCIÓN	
CHOQUE	11
MODELADORA	12



PROGRAMA	
PIEL ASPERA	
ACCIÓN	
REACTIVADORA	25
ALISADORA	26



PROGRAMA	
ESTER. MUSLOS	
ACCIÓN	
CHOQUE	13
MODELADORA	14



PROGRAMA	
HOMBRE	
ACCIÓN	
CHOQUE	27
MODELADORA	28
MANTENIMIENTO	29



PROGRAMA	
INTER. MUSLOS	
ACCIÓN	
CHOQUE	15
MODELADORA	16



PROGRAMA	
VEHICULANTE	
ACCIÓN	
ALTA	30
MEDIA	31
BAJA	32



PROGRAMA	
RODILLAS	
ACCIÓN	
CHOQUE	17
MODELADORA	18



PROGRAMA	
ROSTRO	
ACCIÓN	
EXFOLIANTE	33
MASAJE	34
ALISADORA	35



PROGRAMA	
INTER. RODILLAS	
ACCIÓN	
CHOQUE	19
MODELADORA	20



PROGRAMA	
CUERO CABEL.	
ACCIÓN	
ESTIMULANTE	36
LIMPIADORA	37
ACTIVADORA	38



PROGRAMA	
PANTORILLAS	
ACCIÓN	
CHOQUE	21
MODELADORA	22



PROGRAMA	
IMMERS.	
ACCIÓN	
1 MHz	39
3 MHz	40



PROGRAMA	
ACTION ANTI-ÂGE	
ACTION	
ACTION ANTI-ÂGE	41



PROGRAMA	
TRATAMIENTO DE VENAS VARICOSAS	
ACTION	
TRAITEMENT DES VARICES	47



PROGRAMA	
MANCAS EN LA PIEL	
ACTION	
MANCAS EN LA PIEL	42



PROGRAMA	
ACNE Y GRANOS	
ACTION	
ACNE Y GRANOS	48



PROGRAMA	
REGENERACION DE LOS TEJIDOS DE LA PIEL	
ACTION	
REG. DE LOS TEJI. DE LA PIEL	43




PROGRAMA	
CELULITIS ABDOMEN	
ACTION	
CELULITIS ABDOMEN	49



PROGRAMA	
TRATAMIENTO ANTIARRUGAS	
ACTION	
TRATTAT. ANTIARRUGAS	44



PROGRAMA	
CELULITIS EXTR. INFER.	
ACTION	
CELULITIS EXTR.INFER.	50



PROGRAMA	
TRATAMIENTO COUPEROSE	
ACTION	
TRATAMIENTO COUPEROSE	45




PROGRAMA	
CELULITIS EXTR. SUPER.	
ACTION	
CELULITIS EXTR. SUPER.	51



PROGRAMA	
TRATAMIENTO DE ESTRIAS	
ACTION	
TRATAMIENTO DE ESTRIAS	46



PROGRAMA	
CELULITIS GLUTEOS	
ACTION	
CELULITIS GLUTEOS	52



TEST APLICAD.

Programa de 12 minutos para utilizar única y exclusivamente para comprobar el correcto funcionamiento de la pieza de mano de tratamiento

PROGRAMA	98
----------	----



----- DEUTSCH -----



Programme für Beauty & Wellness

Information

Bei Programmen, bei denen es der zu behandelnde Körperbereich zulässt, kann die Verwendung des Ultraschallhandstücks durch Doppelkopfdiffusoren ersetzt werden.

PROGRAMME

Anwendungshinweise, um das Gerät richtig zu verwenden, zu wissen, welches Programm Sie wählen und welche Aktion es ausführt, um Ihre Unvollkommenheit so effektiv wie möglich zu bekämpfen.

Stoßen

HANDLUNG Die Ultraschallbestrahlung bewirkt dabei eine Massage von beträchtlicher Intensität, die durch die Schwingungen tiefer in die Epidermis eindringt.

WENN Es sollte in all diesen fortgeschrittenen Stadien der lokalisierten Cellulite verwendet werden, insbesondere bei weicher oder schlaffer Cellulite.

Modellieren

HANDLUNG Diese Therapie wird häufig bei lokalisierter Lipodistrophie eingesetzt, indem das vorhandene fibronische Gewebe aufgebrochen wird, das sowohl den Blut- als auch den Lymphkreislauf behindert.

WENN Aufgrund seiner formgebenden und stimulierenden Eigenschaften ist es besonders bei harter oder fester Cellulite indiziert.

Instandhaltung

HANDLUNG Seine stimulierende Wirkung auf die lokale Durchblutung verbessert den Hauttrophismus und die zelluläre Sauerstoffversorgung, indem überschüssige Flüssigkeiten und Giftstoffe aus dem subkutanen Bindegewebe freigesetzt werden.

WENN Es wird angezeigt, den Zyklus der durchgeführten Sitzungen beizubehalten, um die erzielten Ergebnisse nicht zu verlieren.

Gesichtspeeling

HANDLUNG Es reaktiviert die Durchblutung und fördert den Zellumsatz: Die Haut wird in der Tiefe gereinigt und auf die Aufnahme der Wirkstoffe von Feuchtigkeits- und Anti-Falten-Cremes vorbereitet. Die Peeling-Wirkung hat auch positive Auswirkungen auf Mitesser, die durch Ultraschallwellen reduziert oder sogar verschwinden. Die Behandlung sollte einmal täglich durchgeführt werden.

Gesichtsmassage

HANDLUNG Es erhöht die Elastizität und den Tonus des Gewebes, indem es die mögliche Bildung von Narben nach der Akne reduziert und die Wirkung von Anti-Akne-Produkten erhöht. Die Behandlung sollte einmal täglich durchgeführt werden.

Glättung für das Gesicht

HANDLUNG Es glättet und entspannt (Ausdrucks-)Falten und kann bei präventiver Anwendung die Hautalterung verzögern oder einer Verschlechterung vorbeugen. Dank seiner thermischen Wirkung erwärmt Ultraschall das Gewebe und fördert biochemische und metabolische Prozesse. Die Behandlung sollte einmal täglich durchgeführt werden.

Glätten

HANDLUNG Es ruft das saubere Plasma über die gesamte Dicke der Dermis zurück und stellt die richtige physiologische Dimension des Hautbindegewebes wieder her, wodurch sowohl die Elastizität als auch die oberflächliche Unregelmäßigkeit der Epidermis verbessert werden.

WENN Es ist indiziert bei all jenen Cellulite-Unreinheiten, bei denen die Hautoberfläche Unregelmäßigkeiten aufweist, wie die klassische "Orangenhaut" und "Rough Skin".

Entleeren

HANDLUNG Seine wohltuende Wirkung erleichtert die Drainage der Lymphknoten und der jeweils angeschlossenen Drüsenstationen und erleichtert die Rückresorption von Flüssigkeiten.

WENN Aufgrund seiner entwässernden Wirkung wird es bei ödematöser Zellulitis empfohlen, da Flüssigkeiten die Hauptursache sind, auch bei Orangenhaut.

Reaktivieren

HANDLUNG Stimuliert und reaktiviert die Blut- und Lymphzirkulation zur Verbesserung der Haut, reaktiviert den Zellstoffwechsel und fördert den Flüssigkeitsaustausch zwischen den Zellen.

WENN Es ist besonders in den Anfangsstadien von Cellulite angezeigt, da es den schläfrigen Stoffwechsel anregt und reaktiviert.

Träger

HANDLUNG Es begünstigt das Eindringen von Cremes, Gelen oder anderen Produkten in das biologische Gewebe, begünstigt ihre Absorption und damit ihre Wirkung, auch für Enthaarungsbehandlungen geeignet.

PROGRAMM
ARM-AUSSENS
HANDLUNG

STOSS 01

MODELLIEREN 02


PROGRAMM
ARM-INNENS
HANDLUNG

STOSS 03

MODELLIEREN 04


PROGRAMM
RUMP. -RUECKEN
HANDLUNG

STOSS 05

MODELLIEREN 06



PROGRAMM
BAUCH
HANDLUNG

STOSS 07


MODELLIEREN 08



PROGRAMM	
BECKENSEITEN	
HANDLUNG	
STOSS	09
MODELLIEREN	10



PROGRAMM	
GESAESSMUSKEL	
HANDLUNG	
STOSS	11
MODELLIEREN	12



PROGRAMM	
OBERSCH. -AUS	
HANDLUNG	
STOSS	13
MODELLIEREN	14



PROGRAMM	
OBERSCH. -INN	
HANDLUNG	
STOSS	15
MODELLIEREN	16



PROGRAMM	
KNIE	
HANDLUNG	
STOSS	17
MODELLIEREN	18



PROGRAMM	
KNIE-INNENS.	
HANDLUNG	
STOSS	19
MODELLIEREN	20



PROGRAMM	
WADEN	
HANDLUNG	
STOSS	21
MODELLIEREN	22



PROGRAMM	
ORANGENHAUT	
HANDLUNG	
DRAENUNG	23
GLATTEN	24



PROGRAMM	
RAUHE HAUT	
HANDLUNG	
REAKTIVIEREN	25
GLATTEN	26



PROGRAMM	
MANN	
HANDLUNG	
URTO	27
MODELLANTE	28
BLEIB. WIRKUNG	29



PROGRAMM	
UEBERTRAGEN	
HANDLUNG	
HOCH	30
MITTEL	31
NIEDRIG	32



PROGRAMM	
GESICHT	
HANDLUNG	
REGENERIEREN	33
MASSAGE	34
GLATTEN	35



PROGRAMM	
KOPFHAUT	
HANDLUNG	
STIMULATION	36
REINIGUNG	37
AKTIVIERUNG	38



PROGRAMM	
EINTAUCH.	
HANDLUNG	
1 MHz	39
3 MHz	40



PROGRAMM	
ANTI-AGE AKTION	
HANDLUNG	
ANTI-AGE AKTION	41



PROGRAMM	
BEHANDLUNG VON KRAMPFADERN	
HANDLUNG	
BEH. VON KRAMPFADERN	47



PROGRAMM	
HAUTFLECKEN HAUTFLECKEN	
HANDLUNG	
HAUTF. HAUTFLECKEN	42



PROGRAMM	
AKNE UND PICKEL	
HANDLUNG	
AKNE UND PICKEL	48



PROGRAMM	
REGENERATION VON HAUTGEWEBEN	
HANDLUNG	
REGEN. VON HAUTGEWEBEN	43




PROGRAMM	
ZELLULITIS AM BAUCH	
HANDLUNG	
ZELLULITIS AM BAUCH	49



PROGRAMM	
ANTI-FALTEN BEHANDLUNG	
HANDLUNG	
ANTI-FALTEN BEHANDLUNG	44



PROGRAMM	
ZELLULITIS UNTEREN GLIED	
HANDLUNG	
ZELL. UNTEREN GLIED	50



PROGRAMM	
BEHANDLUNG COUPEROSE	
HANDLUNG	
BEHANDLUNG COUPEROSE	45




PROGRAMM	
ZELLULITIS OBEREN GLIED	
HANDLUNG	
ZELLULITIS OBEREN GLIED	51



PROGRAMM	
BEHANDLUNG DEHNUNGSSTREIFEN	
HANDLUNG	
BEHA. DEHNUNGSSTREIFEN	46



PROGRAMM	
ZELLULITIS POBACKEN	
HANDLUNG	
ZELLULITIS POBACKEN	52



BEHANDL. -TEST

12-Minuten-Programm nur und ausschließlich zur Überprüfung der korrekten Funktion des Behandlungshandstücks

PROGRAMM	98
----------	----



HSD

MADE IN ITALY