

RESTART

Il dispositivo RESTART per il trattamento ad ultrasuoni è adatto a tutti i trattamenti a carattere muscolare, tendineo e legamentoso. È inoltre consigliato l'utilizzo del dispositivo per i seguenti trattamenti estetici: cellulite, massaggio drenante e microlifting.

Il dispositivo può essere utilizzato dall'utente stesso o da un professionista, ad esempio un preparatore atletico.



DOTAZIONE

- ✓ Dispositivo portatile
- ✓ Alimentatore
- ✓ Batteria Ni-Mh AAA850mAh 4.8 V
- ✓ Gel per ultrasuoni
- ✓ Manuale d'uso
- ✓ Borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE

- ✓ Dispositivo per trattamenti ad ultrasuoni
- ✓ 13 programmi
- ✓ Ultrasuono da 1MHz con potenza massima di 6.4W (con alimentatore collegato) e 3.2W (con batteria)
- ✓ Intensità massima sulla superficie 1.6W/cm² (con alimentatore collegato) e 0.8W/cm² (con batteria)
- ✓ Fascio ultrasonico collimato per una ottimale penetrazione attraverso i tessuti
- ✓ 3 livelli di intensità L (basso), M (medio) e H (alto)
- ✓ Funzionamento con alimentatore dedicato ed a batteria
- ✓ Adatto esclusivamente all'utilizzo di superficie (no immersione)

TRATTAMENTI

Muscolare

Tendineo/Legamentoso

Estetico

DIMENSIONI APPARECCHIO

204x63x58mm